



STOŁY RENTGENOWSKIE

KATALOG PRODUKTÓW



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Innowacyjne stoły rentgenowskie - JXR

W 2025 roku wprowadzamy do oferty linię stołów rentgenowskich JXR. Nasze stoły JXR to synonim innowacji i bezpieczeństwa. Tworząc tę nową linię produktową, nawiązaliśmy współpracę z renomowanymi dostawcami nowoczesnych rozwiązań dla branży medycznej.

Powłoka antybakteryjna Guardian AM® ze zintegrowaną technologią BioCote®.




Powłoka lakiernicza Guardian AM z dodatkami BioCote® zastosowana w stołach JXR, uwalnia kontrolowane jony srebra poprzez mechanizm wymiany jonowej zawarte w powłoce. Technologia BioCote® jest trwała i skuteczna przeciwko wszystkim powszechnym bakteriom, grzybom i pleśniam, a jej działanie zostało przetestowane zgodnie z normami ISO 22196:2011 oraz ASTM G21.

Guardian AM wykorzystuje działanie jonowego srebra, co oznacza, że redukuje mikroorganizmy na swojej powierzchni i hamuje ich wzrost, przyczyniając się do tworzenia bardziej higienicznych i lepiej zabezpieczonych powierzchni.

Guardian AM z technologią BioCote® zapewnia dodatkową warstwę ochrony higienicznej, wspierając istniejące procedury czyszczenia i stając się częścią kompleksowego rozwiązania higienicznego, obok regularnego mycia i dezynfekcji rąk.

Powłoka materaca wykonana w technologii PERMACOOL I PERMABLOCK 3® PLUS+.



Wynylowa warstwa wierzchnia materaca dodawanego do każdego ze stołów wykonana jest w technologii łączącej ze sobą warstwę antybakteryjną oraz warstwę posiadającą zdolność zmniejszonej absorpcji ciepła.

PERMABLOCK 3® PLUS+ to warstwa ochronna, która została zaprojektowana tak, aby tworzyć trwałą i skuteczną barierę przeciwko trzem głównym zagrożeniom występującym w placówkach medycznych i szpitalach: bakteriom, ścieraniu oraz plamom.

Technologia PERMACOOL obniża temperaturę tapicerki podczas leżenia nawet o 16°C w porównaniu ze zwykłymi tkaninami powlekany winylem, co redukuje potliwość podczas użytkowania materaca.

Zwiększone dopuszczalne obciążenie stołu.

Wytrzymała konstrukcja stołu oraz zastosowanie odpowiednich komponentów elektrycznych umożliwia dociążanie stołów z serii JXR ciężarem do 275 kg.

JXR 1



Stół RTG ze stałą wysokością

- Jednoczęściowy blat z laminatu HPL
- Centralna blokada kół po obu stronach podstawy
- Odbijaki zabezpieczające konstrukcję stołu
- Uchwyty do prowadzenia stołu
- Dostępny w 2 wariantach szerokości. Węższym **N** i szerszym **W**
- Dostępny w 2 wariantach wysokości. Niższym **L** i wyższym **H**

[Dodatkowe wyposażenie](#)

- Poręcz zabezpieczające pacjenta podczas transportu

JXR 2



Stół RTG ze stałą wysokością i łamanym blatem

- Trzyczęściowy blat z laminatu HPL
- Łamany blat znajduje zastosowanie przy wykorzystywaniu stołu jako wózka to transportu pacjentów
- Centralna blokada kół po obu stronach podstawy
- Odbijaki zabezpieczające konstrukcję stołu
- Uchwyty do prowadzenia stołu
- Dostępny w 2 wariantach szerokości. Węższym **N** i szerszym **W**
- Dostępny w 2 wariantach wysokości. Niższym **L** i wyższym **H**

[Dodatkowe wyposażenie](#)

- Poręcz zabezpieczające pacjenta podczas transportu
- Bateria umożliwiająca działanie stołu bez zasilania
- Pilot ręczny umożliwiający zmianę nachylenia leża

JXR 1 E



Stół RTG z elektrycznie regulowaną wysokością

- Jednoczęściowy blat z laminatu HPL
- 2 elektryczne kolumny unoszące sterowane pilotem ręcznym
- Centralna blokada kół po obu stronach podstawy
- Odbijaki zabezpieczające konstrukcję stołu
- Uchwyty do prowadzenia stołu
- Dostępny w 2 wariantach. Węższym **N** i szerszym **W**

[Dodatkowe wyposażenie](#)

- Poręcz zabezpieczające pacjenta podczas transportu

JXR 2 E



Stół RTG z elektrycznie regulowaną wysokością i łamanym blatem

- Trzyczęściowy blat z laminatu HPL
- 2 elektryczne kolumny unoszące sterowane pilotem ręcznym
- Łamany blat znajduje zastosowanie przy wykorzystywaniu stołu jako wózka to transportu pacjentów
- Centralna blokada kół po obu stronach podstawy
- Odbijaki zabezpieczające konstrukcję stołu
- Uchwyty do prowadzenia stołu
- Dostępny w 2 wariantach. Węższym **N** i szerszym **W**

[Dodatkowe wyposażenie](#)

- Poręcz zabezpieczające pacjenta podczas transportu
- Bateria umożliwiająca działanie stołu bez zasilania
- Pilot ręczny umożliwiający zmianę nachylenia leża

Standardowe i dodatkowe wyposażenie stołów JXR



Materac (wyposażenie standardowe)



Bateria



Pilot ręczny - funkcja nachylenia leża



Poręcz boczne

Pełna specyfikacja stołów JXR dostępna jest na www.juventas.pl



Ziółkowski Juventas S.K.A.
Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce
tel. kom. +48 608 074 052
e-mail: biuro@juventas.pl
www.juventas.pl

